

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://beckman.nt-rt.ru/> || bnh@nt-rt.ru

Станция пробоподготовки для проточной цитометрии TQ-Prep



Станция пробоподготовки TQ-Prep и система реагентов IMMUNOPREP гарантируют быструю пробоподготовку образцов цельной крови по безотмывочной технологии. Автоматизация обеспечивает согласованность и воспроизводимость как между образцами, так и между лабораториями. Стандартная 32-позиционная карусель позволяет проводить обработку, при которой не требуется постоянное присутствие оператора и которая отлично дополняет проточные цитометры Beckman Coulter с автоматическими загрузчиками образцов.

Станция TQ-Prep предназначена преимущественно для лабораторий с большим объемом анализов (не менее 300 тестов в месяц). В ней применяется запатентованная революционная технология лизиса и фиксации, внедренная более 10 лет назад на лабораторной станции Q-PREP и системе реагентов IMMUNOPREP.

Эффективность

- лизис 32 образцов всего за 24 минуты
- удобный интерфейс с сенсорным экраном
- стабильный лизис позволяет уменьшить затраты на повторы образцов

Надежность

- простая и надежная конструкция требующая минимального обслуживания
- программируемая сигнализация этапов лизирования для простого контроля со стороны оператора

Производительность

- автоматизация инкубации с антителами и лизиса освобождает оператора для других задач
- точное дозирование реагентов для лизиса с помощью шприцевых насосов

Основные характеристики станции пробоподготовки TQ-Prep

- Лизис 32 образцов всего за 24 минуты
- Производительность – 90 проб/час
- Вместимость карусели – 32 пробирки
- Стабильность готовых проб – 24 часа
- Удобный интерфейс с графическим сенсорным экраном
- Простая и надежная конструкция
- Минимум технического обслуживания
- Используемые реагенты – IMMUNOPREP™ Reagent System

IMMUNOPREP Reagent System

Артикул:7546999

The IMMUNOPREP Reagent System is a rapid, no-wash, standardized, whole blood preparation procedure maximizing sample to sample, and laboratory to laboratory reproducibility. The IMMUNOPREP reagent lysing action reduces cell stress and minimizes cell shrinkage while maintaining cellular integrity and morphology. Separation of leukocyte cell populations of interest from red blood cell ghosts and debris is maximized. Scatter characteristics are optimized for superior cell type resolution.

The IMMUNOPREP Reagent Kit is comprised of 3 ready-to-use reagents:

- Reagent A lyses the red blood cells.
- Reagent B buffers the solution and stops the lysing process.
- Reagent C fixes the cells.

Регуляторный статус	IVD, CE
Размер	300 Tests
Формат	Жидкий

TQ-Prep Workstation

Артикул:6605429

The TQ-Prep Workstation and IMMUNOPREP Reagent System together provide rapid, no-wash whole-blood sample preparation. Automation provides inter-sample and inter-laboratory consistency and reproducibility. A standard 32-tube carousel allows walk-away processing and perfectly complements Beckman Coulter flow cytometers with automatic sample loaders. Intended primarily for laboratories with a high test volume (at least 300 tests per month), the TQ-Prep uses

the revolutionary patented lyse and fix technology introduced more than a decade ago with the Q-PREP Workstation and IMMUNOPREP Reagent System.

Regulatory Status

CE, IVD

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

<https://beckman.nt-rt.ru/> || bnh@nt-rt.ru